

Anticorpo Monoclonal De Coelho Foxp3 Para Ihc-P E Elisa - Q9Bzs1

Número do item: CM0005000



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho FOXP3 é validado para IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudos de função de células T reguladoras e homeostase imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXP3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50943
GeneID	50943
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FOXP3 humano (NP_054728.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BZS1
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo