

Anticorpo Policlonal Coelho Foxp3 Para Wb, Elisa - Q9Bzs1

Número do item: CM0028946



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FOXP3 humano para WB e ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. Imunógeno recombinante direcionado aos aminoácidos 206-300. Ideal para pesquisa em Treg e regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho FOXP3
Observações/Apelido	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Espécie	Humano
GeneID	50943
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-300 do FOXP3 humano (NP_054728.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BZS1
Peso Proteico	47kDa
Transporte	Bolsa de gelo