

Fsp1/S100A4 Pab De Coelho - P26447

Número do item: CM0019867



introdução

policlonal anti-FSP1/S100A4 de coelho validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta S100A4 humano e de camundongo, uma proteína ligante de cálcio envolvida em estudos de motilidade celular, apoptose e metástase cancerígena.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FSP1/S100A4 pAb de coelho
Observações/Alias	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6275
ID do Gene	6275
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-101 da FSP1/S100A4 humana (NP_002952.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P26447
Peso Proteico	12 kDa
Envio	Bolsa de gelo