

Anticorpo Monoclonal De Coelho Ftcd Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O95954

Número do item: CM0007577



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra FTCD humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, rato; para estudar o metabolismo do folato e a organização do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho FTCD (mAb)
Observações/Apelido	LCHC1; FTCD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10841
GeneID	10841
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-541 do FTCD humano (NP_006648.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O95954
Peso Molecular da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo