


Anticorpo Policlonal De Coelho Ftmt (Ferritina Mitochondrial) Para Wb, Elisa - Q8N4E7

Número do item: CM0016791



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ferritina mitocondrial humana (FTMT). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Essencial para estudos de metabolismo do ferro, função mitocondrial e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FTMT pAb de Coelho
Observações/Apelido	MTF; FTMT
Espécie	Humano
ID do Gene	94033
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 183-242 da FTMT humana (NP_803431.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8N4E7
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de Gelo