

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fto - Id Do Gene 79068

Número do item: CM0022615

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra FTO, produzido contra um fragmento N-terminal de peixe-zebra. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas em epitranscriptômica e obesidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FTO pAb de Coelho
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	79068
ID do Gene (Peixe-zebra)	553363
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-349 de FTO de peixe-zebra (XP_009301626.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Envio	Bolsa de gelo