

Anticorpo Policlonal De Coelho Fuca2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bty2

Número do item: CM0017024

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a alfa-L-fucosidase plasmática humana (FUCA2), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa de metabolismo de glicoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FUCA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	dj20N2.5; FUCA2
Espécie	Humano
GeneID	2519
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 118-467 do FUCA2 humano (NP_114409.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BTY2
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de Gelo