

Anticorpo Policlonal De Coelho Fuk Para Wb E Elisa - Q8N0W3

Número do item: CM0024549

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra L-fucose quinase humana (FUK), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Útil para pesquisa da via de recuperação da fucose e estudos de distúrbios da glicosilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FUK pAb de Coelho
Observações/Apelido	FUK; CDGF2; 1110046B12Rik
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	197258
ID do Gene	197258
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 795-1084 da FUK humana (NP_659496.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8N0W3
Peso Proteico	118kDa
Envio	Saco de gelo