

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fut3 (Fuct-iii) Para Wb E Elisa - P21217

Número do item: CM0016619

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FUT3 humano (Fucosiltransferase 3), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com rato. Ideal para investigação de antígenos do grupo sanguíneo Lewis e estudos de glicosiltransferases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FUT3 pAb de Coelho
Observações/Alias	LE; Les; FT3B; CD174; FucT-III; FUT3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2525
GeneID	2525
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da FUT3 humana (NP_000140.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P21217
Peso da Proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo