


Fxr1 Pab De Coelho - P51114

Número do item: CM0019683



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra FXR1 humano (P51114), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Útil para o estudo da regulação da tradução de mRNA, neurogênese e desenvolvimento muscular. Peso molecular previsto: 70 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FXR1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8087
GeneID	8087
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310–539 da FXR1 humana (NP_001013456.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P51114
Peso da proteína	70 kDa
Envio	Bolsa de gelo