

Anticorpo Policlonal De Coelho Fyn Para Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P06241

Número do item: CM0021486



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Fyn humano (P06241), testado em WB, IHC, IF/ICC, ELISA. Reconhece Fyn de humano, camundongo e rato. Fyn é uma tirosina quinase não receptora da família Src envolvida na sinalização celular, resposta imune e função neural. Ideal para pesquisa em oncologia e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fyn pAb de Coelho
Observações/Apelido	SLK; SYN; p59-FYN; Fyn
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2534
GeneID	2534
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do Fyn humano (NP_002028.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonares
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06241
Peso Proteico	61kDa
Transporte	Saco de gelo