


Anticorpo Monoclonal De Coelho Gaa Para Wb, Elisa - P10253

Número do item: CM0002218



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GAA validado para WB e ELISA. Tem como alvo a alfa-glicosidase lisossomal humana (P10253), essencial para a degradação do glicogênio. Ideal para pesquisa da doença de Pompe.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GAA mAb de Coelho
Observações/Alias	LYAG; GAA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2548
GeneID	2548
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da GAA humana (P10253).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10253
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Bolsa de gelo