

Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Gaba Transaminase (Abat) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P80404

Número do item: CM0004630

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à GABA transaminase (ABAT) humana, adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com camundongos e ratos. Imunógeno recombinante (aa 1-100). Ideal para pesquisas de degradação de neurotransmissores e mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho para GABA transaminase (ABAT)
Observações/Alias	GABAT; NPD009; GABA-AT; GABA transaminase (ABAT)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	18
GeneID	18
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P80404
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Embolsa de gelo