


Gabbr1 Rabbit Pab - Q9Ubs5

Número do item: CM0016158



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade 1 do receptor GABA do tipo B (GABBR1) humano para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de neurociência sobre transmissão sináptica inibitória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABBR1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GB1; GPRC3A; GABABR1; GABBR1-3; GABBR1
Espécie	Humano
GeneID	2550
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-460 da GABBR1 humana (NP_068703.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBS5
Peso Proteico	108kDa
Envio	Bolsa de gelo