


Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Galectina 3/Lgals3 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17931

Número do item: CM0002544



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Galectina-3 (LGALS3, MAC2) humana. Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage com galectina-3 de camundongo e rato. Adequado para pesquisa em inflamação, câncer e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho para Galectina 3/LGALS3
Observações/Apelidos	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
Espécie	Humana
GeneID	3958
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Galectina 3/LGALS3 humana (P17931).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P17931
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo