


GalNS Coelho Pab Para Wb - P34059

Número do item: CM0023219



introdução

GALNS Coelho pAb é um anticorpo policlonal produzido contra GALNS humano recombinante, validado para WB e ELISA. Detecta GALNS em amostras humanas, de rato e de camundongo, adequado para pesquisa de doenças de armazenamento lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GALNS Coelho pAb
Observações/Apelido	GAS; MPS4A; GalN6S; GALNAC6S; GALNS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2588
ID do Gene	2588
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 27-307 do GALNS humano (NP_000503.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P34059
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de Gelo