

Anticorpo Policlonico De Coelho Gamt Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14353

Número do item: CM0030924



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho GAMT validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com GAMT humano, de camundongo e rato. Tem como alvo a guanidinoacetato N-metiltransferase, chave para a síntese de creatina. Adequado para estudos de distúrbios metabólicos e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GAMT Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PIG2; CCDS2; TP53I2; HEL-S-20; GAMT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2593
ID do Gene	2593
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-236 do GAMT humano (NP_000147.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14353
Peso da Proteína	26kDa
Transporte	Em bolsa de gelo