

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Gas2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43903

Número do item: CM0015327

introdução

O pAb de coelho contra GAS2 detecta a proteína 2 específica da parada do crescimento por WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada em humanos e camundongos. O imunógeno recombinante produz uma banda de 35 kDa. Ideal para pesquisas sobre o citoesqueleto e a audição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra GAS2
Observações/Apelido	GAS-2; GAS2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2620
GeneID	2620
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da GAS2 humana (NP_005247.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	O43903
Peso da proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo