


Anticorpo Policlonal De Coelho Gata1 Para Wb - P15976

Número do item: CM0014921



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GATA1 humano, um fator de transcrição eritroide chave. Validado para Western blot e reage cruzadamente com camundongo. Ferramenta essencial para pesquisa sobre eritropoiese e hemoglobinopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GATA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GF1, GF-1, NFE1, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, GATA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2623
GeneID	2623
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 55-155 do GATA1 humano (NP_002040.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15976
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo