

Gbf1 Rabbit Pab - Q92538

Número do item: CM0030798

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GBF1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta GBF1 humano e de camundongo, um fator de troca de nucleotídeos de guanina específico do Golgi resistente ao brefeldina A, envolvido no tráfego de vesículas COPI e na montagem do Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GBF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CMT2GG; CMTDI2; CMTDIA; ARF1GEF; GBF1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8729
GeneID	8729
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-85 do GBF1 humano (NP_004184.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92538
Peso da Proteína	206kDa
Envio	Saco com gelo