


Anticorpo Monoclonal De Coelho Gbp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32455

Número do item: CM0003204



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho específico para GBP1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta GBP1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre imunidade inata, autofagia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GBP1 Rabbit mAb
Observações/Apeliido	GBP1; proteína de ligação a guanilato 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2633
GeneID	2633
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 493-592 do GBP1 humano (P32455).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32455
Peso Proteico	68 kDa
Envio	Saco de gelo