


Anticorpo Policlonal De Coelho Gbp1 Para Wb, Elisa - P32455

Número do item: CM0026679



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho GBP1 da CamelBio é projetado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Ele tem como alvo a proteína de ligação ao guanilato 1 humana, uma GTPase indutível por interferon-chave envolvida na imunidade inata e defesa contra patógenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GBP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GBP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2633
GeneID	2633
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 383-592 do GBP1 humano (NP_002044.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32455
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo