

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gcet2 Para Wb E Elisa - Q8N6F7

Número do item: CM0002810

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à GCET2 humana (HGAL, GCAT2). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada em humanos, camundongos e ratos. Adequado para o estudo da biologia de células B do centro germinativo e linfomas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro Principal	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-GCET2
Observações/Alias	HGAL; GCAT2; GCET2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	257144
ID do Gene	257144
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-178 da GCET2 humana (Q8N6F7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N6F7
Peso da Proteína	21 kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)