


Mab De Coelho Anti-Gcn2 - Q9P2K8

Número do item: CM0007361



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GCN2 validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a cinase GCN2 do eIF-2-alfa, um sensor de estresse metabólico que regula a tradução e a resposta integrada ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-GCN2
Observações/alias	GCN2; PVOD2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	440275
GeneID	440275
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da GCN2 humana (NP_001013725.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9P2K8
Peso da proteína	187 kDa
Envio	Bolsa de gelo