


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gemin7 Para Wb E Elisa - Q9H840

Número do item: CM0015950



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GEMIN7 humano (SIP3), adequado para Western blot e ELISA. Útil para investigar a montagem de snRNPs, o splicing do pré-mRNA e a função do complexo SMN. Apresenta reação cruzada com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GEMIN7 pAb de Coelho
Observações/Alcunha	SIP3; GEMIN7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79760
GeneID	79760
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-131 da GEMIN7 humana (NP_078983.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H840
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo