

Anticorpo Policlonal De Coelho GL7 - Q6Yw00

Número do item: CM0021215

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína GL7 de Oryza sativa (Q6YW00, ~104 kDa). Validado para WB e ELISA, com reatividade específica em arroz. Ideal para biologia vegetal e pesquisa de culturas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GL7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GL7
Espécie	Oryza sativa
ID do Gene	4343837
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 444-570 de Oryza sativa GL7. (Q6YW00).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q6YW00
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Saco de gelo