

Anticorpo Policlonal De Coelho Glb1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P16278

Número do item: CM0022211



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a beta-galactosidase humana (GLB1), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Útil para pesquisa de doenças de armazenamento lisossomal e elastogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EBP; ELNR1; MPS4B; GLB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2720
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 329-677 da GLB1 humana (NP_000395.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P16278
Peso Proteico	76 kDa
Envio	Saco de gelo