

Anticorpo Monoclonal De Coelho Gli1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08151

Número do item: CM0007617



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho GLI1 de alta qualidade validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com GLI1 humano, de camundongo e de rato; o imunógeno cobre os aminoácidos N-terminais 1-233. Ideal para pesquisa em câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLI1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2735
GeneID	2735
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-233 do GLI1 humano (NP_005260.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08151
Peso da Proteína	118kDa
Transporte	Saco de gelo