


Anticorpo Monoclonal De Coelho Gli3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P10071

Número do item: CM0009355



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Gli3 de alta qualidade para WB, IF/ICC, ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas de sinalização Hedgehog e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Gli3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PHS; ACLS; GCPs; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPA1; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; Gli3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2737
GeneID	2737
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1301-1580 do Gli3 humano (P10071)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10071
Peso da Proteína	170kDa
Envio	Saco com gelo