


Glut3/Slc2A3 Anticorpo Policloonal De Coelho - P11169

Número do item: CM0024987



introdução

Anticorpo policloonal de coelho contra GLUT3/SLC2A3, um transportador facilitador de glicose, adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Uso em pesquisa para estudos de transporte e metabolismo de glicose. UniProt P11169.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLUT3/SLC2A3 Anticorpo Policloonal de Coelho
Observações/Apelido	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
Espécie	Humano
ID do Gene	6515
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 207-281 de GLUT3/SLC2A3 humano (NP_008862.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11169
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo