


Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Glicogênio Sintase 1 (Gys1) Para Wb, Elisa - P13807

Número do item: CM0004965



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Glicogênio Sintase 1 (GYS1) humana, validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa de metabolismo muscular e de glicogênio. Swiss-Prot: P13807.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Glicogênio Sintase 1 (GYS1)
Observações/Apelido	GSY; GYS; Glicogênio Sintase 1 (GYS1)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2997
ID do Gene	2997
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 638-737 da Glicogênio Sintase humana (P13807).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13807
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Em saco de gelo