

Anticorpo Monoclonal Coelho Gm130 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Número do item: CM0002244



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao GM130 humano (GOLGA2, Golgina-95) para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisa do aparelho de Golgi e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho GM130
Observações/Apelido	GM130; DEDHMB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2801
GeneID	2801
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GM130 humano (Q08379).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q08379
Peso Proteico	113kDa
Envio	Saco de Gelo