


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gmnn Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75496

Número do item: CM0028911



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Geminina (GMNN) humana para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Validado para uso em pesquisa em estudos de ciclo celular e replicação de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de Coelho anti-GMNN
Observações/Apelido	Gem; MGORS6; GMNN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51053
GeneID	51053
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75496
Peso Proteico	24kDa
Transporte	Saco de gelo