

Anticorpo Policlonal De Coelho Gna12 (Pab) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q03113

Número do item: CM0018071

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o GNA12 (subunidade alfa 12 da proteína G). Adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Imunógeno de proteína recombinante. Ideal para estudos de sinalização e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNA12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RMP; gep; NNX3; HG1M1; GNA12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2768
GeneID	2768
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 285-381 do GNA12 humano (NP_031379.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03113
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo