

Gna14 Coelho Pab - O95837

Número do item: CM0015851

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GNA14 humano, adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo de vias de sinalização acopladas à proteína G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNA14 Coelho pAb
Observações/Alias	HG1I; GNA14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9630
ID do Gene	9630
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-350 da GNA14 humana (NP_004288.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95837
Peso Molecular da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo