


Anticorpo Monoclonal De Coelho Gnai2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04899

Número do item: CM0002877



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante GNAI2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece GNAI2 humano e de rato (40kDa), uma subunidade de proteína G que inibe a adenilato ciclase. Ideal para estudos de sinalização de GPCR e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho GNAI2
Observações/Apelido	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2771
GeneID	2771
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-355 do GNAI2 humano (P04899).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P04899
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo