


Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Gne Para Wb, Elisa - Q9Y223

Número do item: CM0002923



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao GNE humano (Q9Y223), validado para WB e ELISA. Detecta GNE humano e de rato, uma enzima chave na biossíntese do ácido siálico, com peso molecular de 79 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNE mAb de Coelho
Observações/Apelidos	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10020
GeneID	10020
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 623-722 do GNE humano (Q9Y223).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9Y223
Peso Molecular da Proteína	79 kDa
Envio	Bolsa de gelo