

Anticorpo Policlonado De Coelho Para Gnp1 (Oryza Sativa) - Q10Ac7

Número do item: CM0022691

introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho para GNP1 destinado a Oryza sativa, validado para WB e ELISA. Imunógeno recombinante, com reação cruzada com Oryza sativa. Proteína de 42kDa. Ideal para pesquisas sobre crescimento e desenvolvimento de plantas.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	GNP1 pAb de Coelho
Alias	GNP1; OsGA20ox1; qEPD2
Espécie	Oryza sativa
ID do Gene	4334841
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da GNP1 de Oryza sativa (Q10AC7)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicações	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q10AC7
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo