


Anticorpo Policlonal De Coelho Para Gnrh1 Para Wb E Elisa - P01148

Número do item: CM0026489



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho contra GnRH1 humano (também conhecido como LHRH, GRH) é validado para WB e ELISA, tem reatividade cruzada com camundongo e é ideal para investigar vias de secreção de gonadotropinas mediadas por GnRH.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GnRH1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GRH; GNRH; LHRH; LNRH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2796
GeneID	2796
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-92 da proteína GNRH1 humana (NP_001076580.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01148
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Bolsa de gelo