

Anticorpo Policlonal De Coelho Gns Para Wb E Elisa - P15586

Número do item: CM0025365

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GNS (N-acetilglucosamina-6-sulfatase) humana, validado para aplicações WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em glicobiologia e doenças de armazenamento lisossômico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNS Rabbit pAb
Observações/Alias	G6S; GNS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2799
ID do Gene	2799
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 293-552 da GNS humana (NP_002067.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15586
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo