

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Gorasp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8Y8

Número do item: CM0016478



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GORASP2 (GRASP55), uma proteína-chave de reagrupamento e empilhamento do complexo de Golgi; adequado para WB, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Imunógeno: GORASP2 humano recombinante (aa 353-452).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo policlonal de coelho contra GORASP2
Observações/Apelido	p59; GRS2; GOLPH6; GRASP55; GORASP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26003
GeneID	26003
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 353-452 de GORASP2 humano (NP_056345.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9H8Y8
Peso da proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo