

Anticorpo Policlonal De Coelho Gp6 Para Wb E Elisa - Q9Hcn6

Número do item: CM0023286



introdução

Anticorpo policlonal de coelho GP6 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reconhece GP6 humano, de rato e camundongo. Ideal para estudos da glicoproteína plaquetária VI em pesquisa de trombose e hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho GP6
Observações/Apelido	GPV; GPVI; BDPLT11; GP6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51206
ID do Gene	51206
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 21-267 do GP6 humano (NP_057447.5))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HCN6
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de Gelo