


Anticorpo Policlonal Coelho Gpam Para Wb, Elisa - Q9Hcl2

Número do item: CM0026070



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GPAM humano (glicerol-3-fosfato aciltransferase 1, mitocondrial). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPAM Coelho pAb
Observações/Apelido	GPAT; GPAT1; GPAM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57678
GeneID	57678
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 594-828 do GPAM humano (NP_001231878.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9HCL2
Peso Proteico	94 kDa
Envio	Saco de gelo