

Gpr182 Coelho Pab Para Wb, Elisa - O15218

Número do item: CM0024148

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GPR182 (ACKR5), um receptor eliminador de quimiocinas atípico. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de quimiocinas e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPR182 Coelho pAb
Observações/Apelido	AMR, 7TMR, ADMR, AM-R, G10D, L1-R, gamrh, hrhAMR, GPR182
Espécie	Humano
GeneID	11318
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do GPR182 humano (NP_009195.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15218
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo