

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gprin1 Para Wb E Elisa - Q7Z2K8

Número do item: CM0021657

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-GPRIN1 de alta qualidade, adequado para aplicações de western blot e ELISA. Reage com GPRIN1 humano, de camundongo e de rato, uma proteína envolvida na regulação do crescimento de neuritos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPRIN1 Rabbit pAb
Observações/Alias	GRIN1; GPRIN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	114787
GeneID	114787
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do GPRIN1 humano (NP_443131.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z2K8
Peso da Proteína	102 kDa
Envio	Gelo reutilizável