


Gps1 Coelho Pab - Q13098

Número do item: CM0025445



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GPS1 (CSN1/COPS1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa da via ubiquitina-proteassoma e do signalossomo. 56kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPS1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	CSN1; SGN1; COPS1; GPS1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2873
ID do Gene	2873
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 258-527 da GPS1 humana (NP_997657.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13098
Peso da Proteína	56kDa
Transporte	Saco de gelo