

Granulina Coelho Polymab® - P28799

Número do item: CM0004096



introdução

Anti-Granulina Coelho PolymAb® para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com Humano, Camundongo. Anticorpo monoclonal recombinante direcionado à Granulina humana (PGRN, GP88). Ideal para pesquisa de função lisossomal e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Granulina Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2896
GeneID	2896
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 494-593 da Granulina humana (NP_002078.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P28799
Peso Proteico	64kDa
Envio	Saco de gelo