


Anticorpo Policlonal De Coelho Grb10 Para Wb, Elisa - Q13322

Número do item: CM0015849



introdução

Anticorpo policlonal de coelho GRB10 validado para WB e ELISA. Detecta GRB10 humano, um adaptador chave na sinalização de insulina/IGF1R e nas vias Wnt. Ideal para pesquisa em metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRB10 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RSS; IRBP; MEG1; GRB-IR; Grb-10; GRB10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2887
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de GRB10 humano (NP_005302.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13322
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Bolsa de gelo