

Anticorpo Policlonal De Coelho Grhl2 Para Wb, Elisa - Q6Isb3

Número do item: CM0020177



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho GRHL2 validado para Western blot e ELISA em humanos e ratos. Tem como alvo a proteína homóloga do tipo grainyhead 2, um fator de transcrição crucial para o desenvolvimento epitelial e fechamento do tubo neural. Ideal para estudos de neurulação, morfogênese epitelial e biologia dos queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRHL2 Rabbit pAb
Observações/Apeliido	GRHL2; BOM; DFNA28; ECTDS; TFCEP2L3; proteína homóloga do tipo grainyhead 2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79977
GeneID	79977
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 110-210 do GRHL2 humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q6ISB3
Peso Proteico	69kDa/71kDa
Envio	Saco de gelo