

Anticorpo Monoclonal De Coelho Grik2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13002

Número do item: CM0012529



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao GRIK2 humano (GluR6, EAA4). Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade em humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa de receptores ionotrópicos de glutamato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho GRIK2
Observações/Apelido	EAA4; GLR6; MRT6; GLUK6; GLUR6; GluK2; NEDLAS; GRIK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2898
GeneID	2898
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 50-150 do GRIK2 humano (Q13002)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13002
Peso Proteico	103kDa
Envio	Saco de Gelo